Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий. механики и оптики УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ



Группа		P3110	К работе допущен			
Студент Цыпандин Николай Петрович Работа выполнена						
Преподава	тель	Коробков М.П.	Отчет принят			

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01 «Изучение электростатического поля методом моделирования»

1) Цель работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2) Задачи, решаемые при выполнении работы

- С помощью лабораторной установки получение системы эквипотенциальных поверхностей при наличии проводящего тела и без него
- Изображение эквипотенциальных линий
- Изображение системы силовых линий поля с указанием направления
- Рассчитать величину напряженности в центре электролитической ванны и в окрестности одного из электродов.
- Нахождение области с минимальной и максимальной напряженностью
- Построение графика зависимости $\varphi = \varphi(x)$ для двух исследованных конфигураций поля для «горизонтали» Y = 10 см.

3) Объект исследования

Модель плоского конденсатора

4) Метод экспериментального исследования

Многократные измерения потенциала плоского конденсатора и нахождение эквипотенциальных поверхностей

5) Рабочие формулы и исходные данные

 $\langle E_{12} \rangle \cong rac{arphi_1 - arphi_2}{l_{12}} \, (1)$ — средняя напряженность между точками

 l_{12} - длина участка силовой линии между точками

 $\sigma' \cong -\varepsilon_0 rac{\Delta \varphi}{\Delta l_n} \, (2)$ - поверхностная плотность зарядов на проводнике

 $\varepsilon_0 \simeq 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{M} = \frac{\kappa \pi}{B^*M}$ - электрическая постоянная, $\Delta \phi$ — изменение потенциала при смещении на малое расстояние Δl_n по нормали к поверхности проводника.

$$\Delta_E = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial \varphi} \Delta_\varphi\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial l} \Delta_l\right)^2} = \frac{2}{3l} \sqrt{\left(\Delta_{\text{M}\varphi}\right)^2 + \left(\frac{(\varphi_1 - \varphi_2)\Delta_{\text{M}l}}{l}\right)^2} \quad (3) - \text{абсолютная}$$
 погрешность напряженности

 $\varepsilon_E = \frac{\Delta_E}{E} \cdot 100\%$ (4) - относительная погрешность напряженности

6) Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Цена	Погрешность прибора
		деления	
1	Вольтметр	0,01 B	0,005 B
2	Линейка	0,1 см	0,05 см

7) Схема установки.






Рис. 4. Общий вид лабораторной установки.

На боковых стенках электролитической ванны расположены плоские металлические электроды, подключенные к многофункциональному генератору напряжения ГН1. Между электродами находится измерительный зонд в виде тонкого изолированного проводника, подсоединенного к вольтметру. Вольтметр в составе комбинированного прибора АВ1 показывает действующую разность потенциалов между зондом и электродом, подключенным ко второму гнезду вольтметра. Собственное сопротивление вольтметра существенно превышает сопротивление воды в ванне, для того чтобы измерительный ток вольтметра не шунтировал токи в модели и не искажал распределение электрического поля. Во время измерения второй конфигурации в ванну помещено проводящее тело в форме кольца.

8) Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).





Измерения проводились:

Понедельник 1 Март 2021 13:00 – 13:50

9) Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*). По формуле (1) рассчитаем напряженность в окрестности центра электролитической ванны:

$$\langle E_{12} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}}$$

Координаты центра ванны: x = 15, y = 10

$$arphi_1=10,\!35\ B\ arphi_2=8,\!35\ B\ l_{12}=4,\!1\ {
m cm}=0,\!041\ {
m M}$$
 $\langle E_{{\mbox{\tiny LI}}}
angle = rac{10,\!35-8,\!35}{0,\!041}=rac{2}{0,\!041}\cong 48,\!78rac{{
m B}}{{
m M}}$

По этой же формуле найдем напряженность в окрестности электрода

$$arphi_1=4,35\ B$$
 $arphi_2=2,35\ B$ $l_{12}=3,8\ {
m cm}=0,038\ {
m m}$ $\langle E_9 \rangle=rac{4,35-2,35}{0,038}=rac{2}{0,038}pprox$ 52,63 $rac{{
m B}}{{
m m}}$

С помощью формулы (2) вычислим поверхностную плотность электрического заряда на электродах

$$\sigma_1' \cong -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta l_n} = -8,85 * 10^{-12} * \frac{2}{0,038} = -4,66 * 10^{-10} \frac{\text{K}_{\text{J}}}{\text{M}^2}$$

$$\sigma_2' \cong -\varepsilon_0 \frac{\varDelta \varphi}{\varDelta l_n} = -8,85*10^{-12}*\frac{2}{0,041} = -4.32*10^{-10} \frac{\mathrm{K}\pi}{\mathrm{M}^2}$$

Оценка минимальной и максимальной напряженности:

Минимальная напряженность будет при r (расстояние от точки до центра кольца) <R (радиус кольца):

$$Emin = 0 \frac{B}{M}$$

Максимальная напряженность будет близи кольца, то есть при $\mathbf{r} \geq \mathbf{R}$:

$$E_{\text{max}} = \frac{7,75-6,75}{0,022} = \frac{1}{0,022} \approx 45,45 \frac{B}{M}$$

10) Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

Для прямых измерений: 0.005 В

Для косвенных измерений:


$$2: \Delta_{\langle E \rangle_{\text{I}_{\text{I}}}} = \frac{2*2}{3*0.041} \sqrt{(0,005)^2 + \left(\frac{(10,35-8,35)\cdot 0,0005}{0.041}\right)^2} = 0.81 \frac{\text{B}}{\text{M}}$$

$$3: \varepsilon_{\langle E \rangle_{\text{II}}} = \frac{0.81}{48,78} \cdot 100\% = 1,66\%$$

$$2: \Delta_{\langle E \rangle_9} = \frac{2*2}{3*0.038} \sqrt{(0,005)^2 + \left(\frac{(4,35-2,35)\cdot 0,0005}{0.038}\right)^2} = 0.94 \frac{B}{M}$$

3:
$$\varepsilon_{\langle E \rangle_9} = \frac{0.94}{52.63} \cdot 100\% = 1,78\%$$

11) Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).



12) Окончательные результаты.

 $\langle E_{\rm ц} \rangle = 48,78 \pm 0,81 \frac{\rm B}{\rm M}$ – напряженность в окрестности центра электролитической ванны без проводящего кольца

 $\langle E_{\rm 9} \rangle = 52,63 \pm 0.94 \, \frac{\rm B}{\rm M} \, - \,$ напряженность в окрестности одного из электродов без проводящего кольца

 $\sigma_1' = -4,66*10^{-10} \frac{\mathrm{K}_{\mathrm{J}}}{\mathrm{M}^2}$ – поверхностная плотность заряда на левом электроде

 $\sigma_2' = -4{,}32*10^{-10}\frac{{}_{\rm M_2}^{\rm M_2}}{{}_{\rm M_2}^2}$ – поверхностная плотность заряда на правом электроде

 $E_{\rm max} = 45,45 \ \frac{\rm B}{\rm M} - {\rm максимальная}$ напряженность при нахождении проводящего кольца в ванне

 $E_{\text{мин}} = 0 \, \frac{\text{B}}{\text{M}} - \text{минимальная напряженность при нахождении проводящего кольца в ванне}$

13) Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения работы мы научились строить силовые линии по эквипотенциальным полям в модели плоского конденсатора и при наличии проводящего тела. Построили график зависимости потенциала от координаты для двух исследованных конфигураций поля. Заметили, что без проводящего тела график имеет

линейный вид, при наличии проводящего тела — кусочно-заданной функции, похожей на кубическую, если рассматривать начало координат в центре кольца. Также узнали, что максимальное значение напряженности поля при наличии проводящего кольца находится вблизи кольца на той же горизонтали, что и его центр, а минимальное — при r < R.

- 14) Дополнительные задания
- 15) Выполнение дополнительных заданий